

GH

ACアダプタ付属

バッテリー別売

RS-232C標準

最小表示 0.01mg~

101g×0.01mg

高精度

分析天びん

帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天びん

ひょう量51g~320g、最小表示0.01mg~0.1mg

LAN対応

GH-08の使用により可能

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション



- RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス) 標準装備
- データ直送ソフトWinCT 使用可能
- クイックUSB ★特許申請中
GH-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
- 自動環境設定 ★特許取得済
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 広いひょう量室
- 比重測定 (AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 静電気除去 (AD-1683)

モデル	GH-202	GH-252	GH-120	GH-200	GH-300
ひょう量	51g/220g	101g/250g	120g	220g	320g
最小表示	0.01mg/0.1mg			0.1mg	
計量皿寸法	φ90mm				
標準価格(税抜)	¥260,000	¥280,000	¥179,000	¥199,000	¥249,000
JANコード	4981046601139	4981046601146	4981046601115	4981046601122	4981046601153
JCSS校正料金(税抜)※	¥40,000			¥24,000	

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

別売品 GH-02*1	USBインタフェース(2m ケーブル付) <クイックUSB>	¥8,000(税抜)	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
GH-08*1	イーサネット・インタフェース (データ収集ソフトWinCT-Plus付)	¥40,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
AD-1653	比重測定キット	¥50,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
AD-1671	天びん用除振台	¥78,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
AD-1674	防振天びん台	¥390,000(税抜)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット (約8時間使用可)	¥40,000(税抜)	AX-KO2466-200	RS-232Cケーブル 2m (9P-9P)	¥5,000(税抜)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)	AX-BM-034	マイクロチューブホルダ	¥5,000(税抜)
AD-1684A	静電気測定器	¥83,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
AD-1687	環境口ガー	¥40,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-074016035-S	表示部保護カバー(5枚セット)	¥3,500(税抜)
AD-1689	分銅操作専用ピンセット(標準付属品)	¥2,000(税抜)	AX-BM-033	本体布カバー	¥3,500(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)	AX-SW137-PRINT*2	プラグ付きフットスイッチ(プリント機能)	¥10,000(税抜)
			AX-SW137-REZERO*2	プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)	¥10,000(税抜)
			AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

*1 GH-02、GH-08または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

*2 AX-SW137の2機種は同時に接続できません。

AND 株式会社 エーアンド・デイ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759	■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052	■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166	■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117	■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232	■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>